


Rapport (Patient)

Prénom (Patient): ABD Nom de famille (Patient): HAS
Date de naissance (Patient): 15/06/1989 Spécifique: IgE
Identification du Patient: 157896 ID de l'échantillon: 14587

Résultat: Test Panel 30 Resp Mag Révision : 003



Allergène	IU/ml Class	Allergène	IU/ml Class
Contrôle (Ck)	512 5.2	Fraxinea acanthicarpa (W8)	412 4.7
Derm. pteronyssinus (D 1)	1.0 2.1	Planibin (W6)	5.0 3.1
Derm. farinae (D2)	1.0 2.1	Chenopode (W10)	12.3 3.6
Cypris (T23)	0.29 2.0	Marguerite (W7)	17.5 4.0
Olivier (T9)	4.3 3.0	Aspergillus fumigatus (M3)	0.13 0.3
Mimosa (T19)	2.7 2.7	Alemania alternata (M6)	0.00 0.0
Eucalyptus (T18)	7.8 3.3	Cladosporium herbarum (M2)	0.27 0.7
Dallier (T214)	44.1 4.8	Candida albicans (M5)	0.00 0.0
Frêne (T15)	4.5 3.0	Penicillium notatum (M1)	0.13 0.3
Chêne (T7)	9.1 3.4	Chai (E1)	0.00 0.0
Platan (T11)	13.1 3.6	Chien (E5)	0.00 0.0
Graminées fourragères (G3)	14.5 3.7	Cheval (E3)	0.00 0.0
Graminées céréalières (GceTUN)	38.2 4.6	LaTeX (K2)	8.2 3.3
Panicum (W21)	7.4 3.2	Blalle (J6)	2.5 2.6
Amoibe (W6)	1.2 2.2	Mélange de CCD (CCDx)	27.8 4.2
Ambroise (W1)	21.6 4.1		

Date de l'évaluation: 10/05/2022
Date d'impression: 12/07/2022

Inscrivez-vous. Assistant/médecin

Class

- 0: négatif [0.00-0.34 IU/ml]
1: bas [0.35-0.69 IU/ml]
2: élevé [0.70-3.49 IU/ml]
3: clairement élevé [3.50-17.49 IU/ml]
4: haut [17.5-49.9 IU/ml]
5: très haut [50.0-100.0 IU/ml]
6: extrêmement haut [>100 IU/ml]

Siège social:

Mediwiss Analytic GmbH; Uerdinger Straße 3; 47441 Moers

IU/ml Class	Classe	Interprétation
<0.35	0	Négatif
0.35 - 0.69	1	Bas
0.7 - 3.49	2	Élevé
3.50 - 17.49	3	Clairement élevé
17.5 - 49.9	4	Haut
50 - 100	5	Très Haut
>100	6	Extrêmement Haut

En l'absence de toute symptomatologie, la positivité de ces test ne traduit qu'une sensibilisation et ne fait en rien la preuve d'une allergie.

On ne parle d'allergie que si cette sensibilisation s'exprime cliniquement par des symptômes et une relation de cause à effet doit être établie avant d'affirmer une allergie.



La prescription du test MEDIWISS ne nécessite pas l'arrêt des traitements médicaux.


A cause d'antigènes proches ou de déterminants antigéniques sucrés (CCD), les techniques in vitro peuvent montrer des réactions croisées qui sont souvent sans traduction clinique.

Une sensibilisation croisée in vitro est loin d'impliquer une réaction allergique croisée in vivo.

CCD : Ce sont des chaînes d'hydrates de carbone qui fixées à certaines protéines, confèrent à ces molécules des propriétés particulières telles qu'une meilleure solubilité et une meilleure résistance aux chocs thermiques.

MEDIWISS ALLERGY

LE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE
DES ALLERGIES



Authentic Selected Mediterranean Panels

Détection et Quantification des IgE Spécifiques

Le Mediwiss Allergy Screen Panel est le fruit d'une collaboration entre spécialistes Maghrébins et Allemands en allergologie, c'est le premier panel conçu spécialement pour le Maghreb et comportant des allergènes spécifiques à notre environnement tel que le Cyprès, le Mimosa, la Marguerite, l'Eucalyptus, l'Olivier, le Dattier, et bien d'autre allergènes.

Produit en Allemagne par la société MEDIWISS GmbH, Le MEDIWISS Allergy Screen bénéficie des dernières avancées en terme de technologies et de recherches scientifiques dans le domaine du diagnostic in-vitro.



- Identification de plusieurs allergènes sélectionnés.
- Mise en évidence des poly-sensibilisations.
- Forte concordance avec les tests cutanés.

- Le plus Large Panel Présent sur le Marché *

(* En terme de nombre d'allergènes)

- Fiabilité
- Rapidité d'Exécution (2h30)
- Coût Raisonnable

LES PERFORMANCES DIAGNOSTIQUES DÉTERMINÉES par rapport aux prick-tests et un syst.ELISA de réf sont :

- Sensibilités 95.1%
- Spécificité 95.0%
- Précision 90.6%

MEDIWISS 30 RESP MAG PANEL RESPIRATOIRE 44



D1 Der. pteronyssinus
D2 Der. farinae
T23 Cyprès
T9 Olivier
T18 Eucalyptus
Graminées Fourragères
(g1, g2, g3, g4, g5, g6, g8, g11, g13, g16, g70, g204)

Graminées Céréalières
(g12, g15, g202, g14)

T19 Mimosa

T214 Dattier

T15 Frêne

T7 Chêne

T11 Platane

W21 Pariétaire

W6 Armoise

W1 Amboise

W4 Fausse Amboise

W9 Plantain

W10 Chenopode

W7 Marguerite

M3 Aspergillus Fumigatus

M6 Alternaria Alternata

M2 Cladosporium Herbarum

M5 Candida Albicans

M1 Penicillium Notatum

E1 Chat

E5 Chien

E3 Cheval

K82 Latex

I6 Blatte I6

CCD

MEDIWISS 30 FOOD MAG PANEL ALIMENTAIRE 45



F2 Lait de Vache

F2 Blanc d'œuf

F75 Jaune d'œuf

F13 Arachide

F10 Sésame

F17, F256, F20, F202
Noisette, Amande, Noix,
Noix de cajoux

F93 Cacao

F25 Tomate

F84 Kiwi

F96 Avocat

F92 Banane

F14 Soja

F44 Fraise

F253 Pignon

F49 Pomme

F95 Pêche

F85 Céréli

F3 Pomme de terre

F94 Poire

F4 Lentille

F47 Ail

F48 Oignon

F3 Morue, Cabillaud

F40, F61, F206

Thon, Sardine, Maquereau

F24 Crevette

F37 Moule

CCD

MEDIWISS 30 MIXTE MAG PANEL PÉDIATRIQUE/ MIXTE 54

D1 Der. Pteronyssinus

D2 Der. Farinae

F2 Lait de Vache

F76 Alpha-lactalbumine

F77 Beta-lactoglobuline

F78 Caséine

E204 Serum-albumine

F1 Blanc d'œuf

F75 Jaune d'œuf

F14 Soja

F93 Cacao

F17, F256, F202 Noisette, Noix,
Amande, Noix de Cajou

F13 Arachide

F84 Kiwi

F40, F61, F206, F426 Thon, Sardine
Maquereau, Cabillaud/Morue

F10 Sésame

F24 Crevette

F44 Fraise

F49, F95 Pomme, Pêche

Graminées, Fourragères (g1, g2, g3, g4, g5, g6, g8, g11, g13, g16, g70, g204)

Graminées céréalières (g12, g15, g202, g14)

T23 Cyprès

T9 Olivier

M3 Aspergillus Fumigatus

M6 Alternaria Alternata

E1, E5 Chat, Chien

I6 Blattes

K82 Latex

CCD



MEDIWISS
Analytic GmbH